



Preparación para colonoscopia con SUTAB® V2021.0
Instrucciones de preparación:

DIETA LÍQUIDA CLARA TODO EL DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO

NADA ROJO O PÚRPURA*****

SON ACEPTABLES:

SOPAS – CALDO CLARO O CALDO

BEBIDAS – TÉ, CAFÉ (SIN LECHE/CREMA EN EL CAFÉ O TÉ), KOOL-AID,

BEBIDAS CARBONATADAS

JUGOS – (SIN PULPA EN NINGÚN JUGO) ARÁNDANO BLANCO, MANZANA, UVA BLANCA,

LIMONADA COLADA – HIELO ITALIANO, PALETAS O GELATINA

CUALQUIER PREGUNTA POR FAVOR LLAME A LA OFICINA AL 943-1301 O 789-1860 EXT: _____

Serequiere 4 aviso de 8 horas para cancelaciones para evitar un cargo de \$ 100.00

El DÍA ANTES del procedimiento:

El sutab® Bowel Prep Kit contiene dos frascos de 12 tabletas y una taza de mezcla de 16 onzas. Debe completar toda la preparación para garantizar la limpieza más efectiva.

Paso 1: A partir de las 5:00 PM y las 7:00 PM, abra una botella de 12 tabletas. Llene el recipiente provisto con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado). Trague cada tableta con un sorbo de agua y beba la cantidad completa durante 15 a 20 minutos.

Paso 2: Aproximadamente una hora después de que se ingiera la última tableta, llene el recipiente provisto por segunda vez con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado) y beba la cantidad total durante 30 minutos.

Paso 3: Aproximadamente 30 minutos después de terminar el segundo recipiente de agua, llene el recipiente provisto nuevamente con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado) y beba la cantidad total durante 30 minutos.

Es esencial beber toda la cantidad de líquido indicada. Si experimenta náuseas, hinchazón o calambres, detenga o disminuya la velocidad de consumo de agua adicional hasta que los síntomas disminuyan.

El DÍA DEL procedimiento:

Paso 4: A partir de 5 horas antes de la hora de llegada, abra la segunda botella de 12 tabletas. Llene el recipiente provisto con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado). Trague cada tableta con un sorbo de agua y beba la cantidad completa durante 15 a 20 minutos.

Paso 5: Aproximadamente una hora después de que se ingiera la última tableta, llene el recipiente provisto por segunda vez con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado) y beba la cantidad total durante 30 minutos.

Paso 6: Aproximadamente 30 minutos después de terminar el segundo recipiente de agua, llene el recipiente provisto nuevamente con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado) y beba la cantidad total durante 30 minutos.

DEBE COMPLETAR EL PASO 6 Y DETENER TODOS LOS LÍQUIDOS AL MENOS 2 HORAS ANTES DE SU HORA DE LLEGADA.